

Classificatie en wondbehandeling

- Rode fase**
Beschermen van de wond en absorberen wondvocht en creëren vochtig wondmilieu.
- Gele fase**
Reinigen, antibacterieel beleid, absorberen wondvocht en creëren vochtig wondmilieu.
- Zwarte fase**
Necrose verwijderen, reinigen, antibacterieel beleid en absorberen wondvocht.

Indicaties speciale wondbedekkers

- Chronische wonden**
Bijvoorbeeld Decubitus (graad I-V), Ulcus Cruris, diabetische ulcera, oncologische wonden.
- Acute wonden**
Bijvoorbeeld schaafwonden, snijwonden, ontvellingen, 1e, 2e graads brandwonden en postoperatieve wonden.
- Schimmels**
Voor de behandeling van bacteriële en schimmelinfecties (voet-nagel) wordt Mesitran zalf aanbevolen.
- Geïnfecteerde wonden**
Wonden met bacteriën, zoals E-coli, MRSA, Staphylococci en Pseudomonas.











Is er een infectie?

Een gecontamineerde wond is het voorstadium van infectie. Behandel wonden met een verhoogd infectierisico (bijv. ulcera, Decubitus en brandwonden) preventief met een antibacterieel honing- of zilverproduct. Geïnfecteerde wonden moeten gereinigd en antibacterieel worden behandeld om genezing mogelijk te maken. De belangrijkste wondbacteriën zijn Staphylococci en Pseudomonas. Behandel deze met honing- of zilverproduct. Voorkom dat contaminatie een infectie wordt.

FW 18002-07 | Druk- en zeefouten voorbehouden. Medeco behoudt zich, te allen tijde, het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.



WONDWIJZER SPECIALE WONDDEKERS

Type product	Product	Wondvocht	Productinformatie	Bestelnr.	Maat/Inhoud	Verpakking	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memocode
Wondspoelvlloeistof									
	Prontosan wondspoelvlloeistof	🔴🔴🔴	spoelvlloeistof met polyhexanide en betaine voor actieve reiniging (15 minuten inweken) verwijderd biofilm, fibrine, exsudaat reduceert wondgeur pijnloos in gebruik	9050040	40 ml	6x1st	30x6x1st	15280837	PRONV
				9050350	350 ml	1st	10x1st	15280845	PRONV
Hydrogel									
	Prontosan gel hydrogel	🔴🔴🔴	hydrogel met polyxanide en betaine, lost dik, hardnekkig wondbeslag zoals necrose op door cohesie van de gel geschikt voor zowel diepe als oppervlakkige wonden hydrateert droge wond reduceert wondgeur	9050030	30 ml	1st	20x1st	15290883	PRONV
Honingproducten									
	Mesitran antibacteriële wondzalf op honingbasis	🔴🔴🔴	wondzalf van honing, Aloë Vera, Medilan, vitaminen, Zinkoxide en Calendula antibacterieel, schimmeldodend, ontstekingsremmend, debriderend, stimuleert de wondgenezing	4174701	20 gram	1 tube	12x1 tube	14799391	MESIZ
	Mesitran Soft antibacteriële wondgel op honingbasis	🔴🔴🔴	wondgel van honing, PEG, Medilan, vitaminen C en E antibacterieel, schimmeldodend, ontstekingsremmend, debriderend, stimuleert de wondgenezing pijnloos in gebruik, gemakkelijk smeerbaar, ook geschikt voor diepe wonden	4174705 4174706	15 gram 50 gram	1 tube 1 tube	12x1 tube 12x1 tube	15048810 15420094	MESIC MESIC
	Mesitran Hydro/Border antibacterieel hydroactief wondverband op honingbasis	🔴🔴	hydro-actief wondverband van o.a. honing, polymeer en water, stimuleert de wondgenezing, reduceert wondpijn, antibacterieel, ontstekingsremmend, debriderend, geurbestrijdend verkleeft niet aan de wond	4174710 4174711	10x10cm (Hydro) 10x10cm (Border)	5x1st 5x1st	20x5x1st 20x5x1st	14924374 14924390	MESIV1 MESIV1
	Mesitran Net antibacterieel netverband op honingbasis	🔴🔴🔴	hydro-actief netverband van o.a. honing, polymeer en water, stimuleert de wondgenezing antibacterieel, onstekingsremmend, debriderend, geurbestrijdend verkleeft niet aan de wond	4174712	10x10cm	5x1st	20x5x1st	14924498	MESIV1
Zilververbanden									
	Avance antibacterieel foam wondverband zilver	🔴🔴🔴	schuim wondverband geïmpregneerd met zilver zilver doodt bacteriën in het verband verkleeft niet aan de wond	9051105	10x10cm	10x1st	24x10x1st	14721236	AVAN1
				9051103	17,5x10cm	10x1st	9x10x1st	14721244	AVAN1
				9051104	20x15cm	10x1st	9x10x1st	14721252	AVAN2
	Avance A eilandpleister antibacterieel foam wondverband zilver	🔴🔴🔴	schuim wondverband geïmpregneerd met zilver, met plakband rondom zilver doodt bacteriën in het verband verkleeft niet aan de wond	9051102	9x9cm	10x1st	30x10x1st	14721198	AVAN9
				9051100	15x13cm (Sacraal)	10x1st	8x10x1st	14721228	AVAN1
Foamverbanden									
	Lyof foam foam wondverband	🔴🔴	schuim wondverband van polyurethaan schuim gladde kant verkleeft niet aan de wond absorbeert veel wondvocht	9053082	7,5x7,5cm	10x1st	24x10x1st	14764539	LYOFX7
				9053083	10x10cm	10x1st	24x10x1st	14764547	LYOFX1
				9053090	17,5x10cm	10x1st	9x10x1st	14764555	LYOFX1
				9053084	20x15cm	10x1st	9x10x1st	14764563	LYOFX2
	Lyof foam Extra foam wondverband	🔴🔴🔴	idem, maar dikker, dus meer absorberend roze zijde aan bovenkant	9053091	10x10cm	10x1st	24x10x1st	14764474	LYOFX1
				9053089	17,5x10cm	10x1st	9x10x1st	14773694	LYOFX1
	Lyof foam Extra eilandpleister foam eilandpleister	🔴🔴🔴	idem, maar met plakrand rondom	9053081	15x15cm (10x10cm wondkussen)	10x1st	8x10x1st	14764482	LYOFX1
				9053087	22x22cm (Sacraal)	10x1st	8x10x1st	15307093	LYOFX2
	Lyof foam C geurneutraliserend foam wondverband met koolstoffilter	🔴🔴	schuim wondverband met koolstoffilter dat geur neutraliseert mag niet geknipt worden	9053085	10x10cm	10x1st	24x10x1st	14764598	LYOFX1
				9053086	20x15cm	10x1st	9x10x1st	14764601	LYOFX2
Folieverbanden									
	Kliniderm Film transparante wondfolie	🔴	semi-permeabele transparante polyurethaan wondfolie hoge waterdamp-luchtdoorlatendheid voortdurende inspectie wond mogelijk er kan mee gedoucht worden	4174402	6x7cm	10x1st	45x10x1st	14632071	KLINF6
				4174403	10x12cm	10x1st	28x10x1st	14632098	KLINF1
				4174404	15x20cm	10x1st	14x10x1st	14632101	KLINF1
				4174405	15x30cm	10x1st	7x10x1st	14997568	KLINF1
	Kliniderm Film Xtrata zeer huidvriendelijke wondfolie	🔴	idem, met speciale lipo-gel kleeflaag zeer huidvriendelijke kleeflaag voorkomt trauma en pijn bij verbandwisseling ook onsteriel op rol leverbaar in 5 cm (4291405), 10 cm (4291410) en 15 cm (4291415) breed	4291409	6x9cm	100x1st	5x100x1st	15102742	KLINF6
				4291413	10x13,5cm	50x1st	6x50x1st	15102750	KLINF1
Hydrocolloïden									
	Kliniderm Hydro Thin dun hydrocolloïd wondverband	🔴	dun hydrocolloïd wondverband dat in aanraking met wondvocht een gel vormt semi-permeabel, creëert een vochtig wondmilieu visuele beoordeling van de wond mogelijk verkleeft niet aan de wond	4174101	7,5x7,5cm	5x1st	60x5x1st	14632241	KLINX7
				4174102	10x10cm	5x1st	60x5x1st	14632306	KLINX1
				4174103	15x15cm	5x1st	30x5x1st	14632322	KLINX1
				4174104	20x20cm	5x1st	20x5x1st	14632349	KLINX2
	Kliniderm Hydro Standard/Border (Sacraal) hydrocolloïd wondverband	🔴🔴	hydrocolloïd wondverband dat in aanraking met wondvocht een gel vormt semi-permeabel, creëert een vochtig wondmilieu verkleeft niet aan de wond border versie voor zekere fixatie met extra plakrand rondom sacraal versie voor toepassing op de stuit	4174302	10x10cm (Standard)	5x1st	20x5x1st	14632373	KLINX1
				4174303	15x15cm (Standard)	5x1st	10x5x1st	14632403	KLINX1
				4174304	20x20cm (Standard)	5x1st	10x5x1st	14632411	KLINX2
				4174201	7x7cm (Border)	5x1st	20x5x1st	14632128	KLINV7
				4174202	10x10cm (Border)	5x1st	20x5x1st	14632187	KLINV1
				4174203	14x14cm (Border)	5x1st	10x5x1st	14632195	KLINV1
				4174204	15x18cm (Border, Sacraal)	5x1st	10x5x1st	14642816	KLINV1
				Fibers					
	Kliniderm Fiber fiber wondverband	🔴🔴🔴	fiber wondverband dat in aanraking met wondvocht een vormvaste gel vormt geconcentreerde, verticale vochtopname voorkomt maceratie van de wondranden eenvoudig in een stuk te verwijderen door supersterke vezelstructuur Cavity voor opvulling van diepe wonden resorbeerbaar	4174520	5x5cm	10x1st	10x10x1st	15428214	KLINV5
				4174521	10x10cm	10x1st	10x10x1st	15428222	KLINV1
				4174522	15x15cm	5x1st	10x5x1st	15428230	KLINV1
				4174530	42x2cm (Cavity)	5x1st	10x5x1st	15428249	KLINV4
Alginaten									
	Kliniderm Alginate alginaat wondverband	🔴🔴🔴	resorbeerbaar wondverband van calcium-natrium vezels vormt na contact met wondvocht een vormvaste gel groot absorberend en reinigend vermogen Cavity voor opvulling van diepe wonden	4174501	5x5cm	10x1st	10x10x1st	14632500	KLINV5
				4174502	10x10cm	10x1st	10x10x1st	14632519	KLINV1
				4174503	10x20cm	5x1st	10x5x1st	14632527	KLINV1
				4174515	30cm (Cavity)	5x1st	10x5x1st	14632462	KLINV3
				4174510	10x10cm	10x1st	10x10x1st	14632535	KLINV1